

Surgical mask - Sebészeti maszk

Submed MS-001-4 TYPIIR EN 146832019+AC2019, EN ISO 11737-12018, EN 150226092004.

A Submed arcmaszkok 98%-os baktériumszűrési hatékonysággal nyújtanak védelmet a levegőben terjedő és a fröccsenő fertőzések kockázata ellen. A Submed arcmaszkokat úgy tervezték, hogy megfelelően illeszkedjenek az arcra, fedjék az orrot, a szájat és az áll alsó részét. Nagy fokú kényelmet biztosítanak, mivel állítható orrmerevítővel és rugalmas fülpántokkal rendelkeznek. Kiváló átlélegezhetőség jellemzi, mivel légáteresztők és 3-rétegű, puha anyagból készülnek. Bőrbarát és hipoallergén. A maszkokat steril környezetben gyártják és csomagolják, így biztosítva a higiéniai védelmet. Az arcmaszkok napi és sebészeti használatra egyaránt alkalmasak. A használatukra nincs kor- vagy nemi korlátozás. Használatuknak nincsenek mellékhatásai. Kizárólag egyszeri használatra készültek. Szükség esetén gyakran cserélje. Kérjük, hogy minden egyes használt maszkot a nemzetiregionális törvényeknek és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítson.